

# Thermohospital

## Fertőtlenítőszer- és alkoholálló műanyag bevonat

### Tulajdonságok

Fertőtlenítőszer- és alkoholálló műanyag bevonat. Alkalmazható azon területeken, ahol a felület- és kézfertőtlenítés gyakran szükségszerű. A Thermohospital egy kiváló minőségű alapapoló, amely különösen strapabíró, szennytaszító, mosásálló és csúszásmentes ápolóréteget képez. A kézfertőtlenítők pillanatnyi foltképződést okozhatnak az ápolórétegen.

### Összetevők

Műanyag diszperziók, kemény polietilén-viasz, vízbázisú oldószerek, lágyító.  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 8,5

### Felhasználási terület

Vízálló, alaptisztított felületeken használható, mint pl.: PVC, poliolefin, linóleum, nedvszívó természetes- és műkö, aszfalt stb. Felhasználható: kórházakban, idősek otthonában, óvodákban és más intézményekben.

### Felhasználás

A termék csak száraz felületen alkalmazható. A terméket hígítás nélkül pl. egy laposmop segítségével terítsük szét a felületen. Ne hagyjuk, hogy a szer beleszáradjon a mop huzatába. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza.

### Első ápolás tisztított felületen

A padlóburkolat nedvszívó képességétől függően, 30 percenkénti ismétléssel 2-3 réteg felvitele.



**Bevonat**

05.08.2009

10.11.2008

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Első ápolás: 25 ml rétegenként

**Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

### Kiszerezés

2/5 literes kanna kartonban  
200 literes kanna

Cikkszám: j 20 06 05  
Cikkszám: j 20 06 72  
**Fagytól védve tartandó!**

